


血糖値を測定する時間などにアラームが鳴るように設定できます。アラームは7つまで設定できます。



① [メニュー] 画面を表示します。

- キー操作 ■

② [個人設定] を選択します。

- キー操作 ▼ → ■

③ [アラーム設定] を選択します。

- キー操作 ■


④ アラームの番号を選択します。

- キー操作 ▼・▲(番号選択) → ■
- [アラーム①] ～ [アラーム⑦]



⑤ [ON] に設定します。

- キー操作 ■ → ▼ → ■




⑥ アラームの時間を設定します。

- キー操作 ▼ → ■ → ▼ ・ ▲ (選択) → ■

⑦ 分を設定します。

- キー操作 ▼ → ■ → ▼ ・ ▲ (選択) → ■



⑧ 繰り返しの設定をします。

- キー操作 ▼ → ■ → ▼・▲(選択) → ■
- [なし] : 1回だけ。手順⑪へ
- [毎日] : 設定した時間に毎日。手順⑪へ
- [曜日] : 選択した曜日だけ。手順⑨へ




⑨ 曜日を選択します。

- キー操作 ▼・▲(選択) → ■
- アラームを鳴らす曜日をすべて選択します。
- 選択された曜日に「*」がつきます。
- 選択を取り消すには、もう一度■キーを押します。

⑩ [決定] を選択します。

- キー操作 ▼・▲(選択) → ■



⑪登録します。

- キー操作 ▼ ➡ ■

• 「アラーム(番号) 設定しました。」と表示されます。

⑫他の時間にもアラームを設定するには、手順④から繰り返します。

参考 アラームを設定すると、 アイコンが表示されます。



アラームの
設定時間になると

ピ、ピ、ピ...

●設定時間になると
「ピ、ピ、ピ…」とアラームが鳴ります。

●アラームを止めるには
▲・■・▼キーのいずれかを押します。

参考 食後経過時間の計測中は、アラーム機能は働きません。